

Bröstpumpssortimentet med Flex™-teknik

Swing Flex™

För snabb, effektiv urpumpning när du behöver det



Swing Maxi Flex™

När du behöver en extraflaska så snabbt som möjligt



Typ av pump	Elektrisk enkelbröstpump	Elektrisk dubbelbröstpump
Rekommenderad användning	Tillfällig	Varje dag
För enkel och bekväm användning	•	•
PersonalFit Flex™-bröstratt	•	•
Justerbar vakuumnivå	•	•
Vakuumområde	-45 mmHg till -245 mmHg	-45 mmHg till -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•
Översvämningsskydd (slutet system)	•	•
Fria från BPA	•	•
Batteridriven	Upp till 1 timme	Upp till 1 timme
Vikt	200 g utan batterier	220 g utan batterier
Storlek	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm