

# Bröstpumpssortimentet med Flex™-teknik

## Swing Flex™

För snabb, effektiv urpumpning när du behöver det



## Swing Maxi Flex™

När du behöver en extraflaska så snabbt som möjligt



## Freestyle Flex™

Flexibilitet att pumpa när som helst, var som helst



Typ av pump	Elektrisk enkelbröstpump	Elektrisk dubbelbröstpump	Elektrisk dubbelbröstpump
Rekommenderad användning	Tillfällig	Varje dag	Varje dag
För enkel och bekväm användning	•	•	•
PersonalFit Flex™-brösttratt	•	•	•
Justerbar vakuumnivå	•	•	•
Vakuuområde	-45 mmHg till -245 mmHg	-45 mmHg till -245 mmHg	-45 mmHg till -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Översvämningsskydd (slutet system)	•	•	•
Fria från BPA	•	•	•
Kan ansluta till MyMedela-appen			•
Bakgrundsbelyst display som visar sessionstimer, batteristatus, vakuumnivå, Bluetooth-anslutning m.m.			•
USB-laddare			•
Batteridrivna	Upp till 1 timme (batteri ingår ej)	Upp till 1 timme (batteri ingår ej)	Upp till 8 dubbelpumpningstillfällen, inbyggt uppladdningsbart batteri
Allt-i-ett-lösning för förvaring, kylning och transport av utpumpad mjölk			Kylväska, förvaringsflaskor och transportväska
Vikt	200 g utan batterier	220 g utan batterier	> 300 g inkl. uppladdningsbart batteri
Storlek	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm