

## Swing Maxi™

Delar som ingår:



1 st Swing Maxi™  
motorenhet



2 st PersonalFit Flex™  
anslutningsenheter



1 st slang

1 st bruksanvisning  
1 x USB-strömadapter



2 st PersonalFit Flex™  
brösttrattar 21 mm




2 st PersonalFit Flex™  
brösttrattar 24 mm



2 st 150 ml-bröstmjölks-  
flaskor med lock



2 st flaskstativ



1 st USB-laddningskabel

## Medelas forskningsbaserade teknologier, implementerade i nya Swing Maxi™



**Dubbelpumpning** med Swing Maxi™ ger 18 % mer mjölk<sup>1</sup> på kortare tid än vid pumpning av ett bröst i taget.



**2-Phase Expression®**-teknik efterliknar barnets naturliga sugmönster, först snabbare för att stimulera mjölkflödet, sedan långsammare för att äta – för bekvämare och effektivare pumpning.<sup>2,3</sup>



**PersonalFit Flex™** brösttratt med 105-graders öppningsvinkel, mjuk kant och oval form för bättre passform minskar trycket på mjölkkanalerna för att göra pumpningen bekvämare och ge upp till 11,8 % mer mjölk.<sup>4</sup>



ÖVER 60 ÅRS  
FORSKNING



MILJONTALS  
MAMMOR  
FÖREDRAR DEN



SCHWEIZISK  
DESIGN



medela.se



NY Swing Maxi™

## Nya Swing Maxi

Ger dig stöd i allt vad du är:  
en stolt mamma och mer.

medela



Mycket förändras med ett nytt barn. Att hitta balansen mellan dina nya prioriteringar och vad du brukade göra är en utmaning. Men när du lyckas är det en underbar känsla. Nya **Swing Maxi™** är en kompakt och lättanvänd elektrisk dubbelbröstpump med förbättrad mobilitet för att passa in i din livsstil.

## Nya Swing Maxi™



**DUBBELPUMPNING**  
ger upp till 18% mer mjölk på kortare tid<sup>1</sup>



**ENKEL ATT SÄTTA IHOP OCH RENGÖRA**  
färre delar



**BEKVÄM, MJUK KANT**  
för ökad komfort



**11,8 % MER MJÖLK<sup>4</sup>**



**SLUTET SYSTEM**  
förhindrar att bröstmjölk kommer in i slangen

### Referenser:

<sup>1</sup> Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

<sup>2</sup> Kent JC et al. J Hum Lact. 2003; 19(2):179–186.

<sup>3</sup> Mitoulas L et al. J Hum Lact. 2002; 18(4):353–360.

<sup>4</sup> Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567.



**SNABBARE UPPLADDNING**  
med USB-C-port jämfört med mikro-USB-port



**ENKEL ATT ANVÄNDA**  
intuitivt gränssnitt med 4 knappar och  
9 förprogrammerade inställningar



**2-PHASE EXPRESSION®-TEKNIK**  
efterliknar barnets naturliga sugrytm<sup>2,3</sup>



**MÄRKBART TYSTARE**  
jämfört med föregående generation,  
under 45 dB vid maximal pumpnivå



1.5HR

**FÖRBÄTTRAD MOBILITET**  
inbyggt, laddningsbart batteri som räcker  
till 6 urpumpningar efter en uppladdning

