

Så effektiviserar PersonalFit™ PLUS för Symphony® processerna på sjukhus

Tidsbesparing på avdelningar där det är fullt upp

Tid är en värdefull vara för såväl vårdpersonal som mammor, särskilt på sjukhus där tempot är högt. PersonalFit™ PLUS har utformats för att vara så enkel som möjligt att montera, använda och rengöra. Detta för att frigöra tid för att fokusera på det allra viktigaste:

mammans och barnets välbefinnande. Dessutom har det visat sig att PersonalFit™ PLUS kan driva ut mer mjölk på samma tid jämfört med pumpset av standardtyp.¹



Snabb och enkel att använda och sterilisera

Alla PersonalFit™ PLUS pumpset är försedda med samma tidsbesparande funktioner:

Färre, större delar




Enklare utformning än hos standardpumpset, vilket gör hanteringen enklare.²

Intuitiv montering



- För in brösttratten.
- Fäst slangen.
- Skruva fast flaskan.

Anslutningsdel som klickas fast




Membranet som skyddar mot översvämning är enkelt att fästa på anslutningsdelen.

Dessutom kan PersonalFit™ PLUS endygnspumpset användas direkt efter uppäckning, medan återanvändningsbara versioner är enkla att sterilisera.

Testat och beprövat på sjukhus

I en klinisk studie observerade vårdpersonal mammor som använde PersonalFit™ PLUS pumpset och betygssatte upplevelsen av att rengöra dem. De utvärderade också den övergripande användarvänligheten. Resultaten visade på en statistiskt signifikant förbättring:²

Betyg



■ Standardpumpset ■ PersonalFit™ PLUS *Visar att resultaten var statistiskt signifikanta (p < 0,05)



Se PersonalFit™ PLUS-sortimentet på [medela.se/pfp](https://www.medela.se/pfp) och hitta mer information på [medela.se/utbildningsmaterial](https://www.medela.se/utbildningsmaterial)

Referenser 1 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 2 Clinical study. (NCT02496429). 2015.